



## Needling

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Nettoyer soigneusement les mains avant tout contact avec le module d'aiguille ou porter des gants jetables. Insérer le module d'aiguille dans la pièce à main de l'appareil et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Régler ensuite la longueur d'aiguille souhaitée sur la molette et la vitesse souhaitée sur l'appareil. Teste brièvement si le traitement est indolore pour toi. Si tu souhaites appliquer un sérum actif stérile directement avec le NeedlingPen, répartis-le sur la zone cutanée concernée. Tends la zone de peau que tu veux traiter avec deux doigts. Applique le NeedlingPen sur la zone à traiter.

Applique le sérum en effectuant des mouvements circulaires avec peu de pression. Passe 5 à 8 fois sur chaque zone.

## Données techniques.

### Contenu de la livraison :

- 1 x NeedlingPen X-tra CONTROL
- 2 x Modules à aiguilles 12 broches
- 2 x Batterie 1000 mAh
- 1 x Adaptateur de charge
- 1 x Prise réseau
- 1 x Mode d'emploi

Modules à aiguille compatibles	12 Pin 36 Pin 42 Pin Nano
Niveaux de puissance	5
Coups/minute	16.000
Longueur d'aiguille	0,25 mm - 2,5 mm
Diamètre de l'aiguille	0,23 mm
Mode de fonctionnement	Câble & sans fil
Batterie	1000 mAh
Autonomie de la batterie	6 à 8 h

Matériau	Aluminium
Poids	65 g
Entrée	AC 110V-240V, DC 5V, 1000 mA
Équipement spécial	Poignée anti-dérapante

