

beurer CONNECT

works with

beurer CardioExpert

Download on the **App Store**

ANDROID APP ON **Google play**

Bluetooth

PLUS X AWARD
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2016/2017
honoured as:
Best Product
2016/2017

RHYTHM AND WAVE DETECTION

Kostenloser Zugriff auf Beurer CardioExpert Free access to Beurer CardioExpert

ME 90 Mobiles EKG Gerät

Mobiles 1-Kanal EKG-Gerät zur Aufzeichnung des Herzrhythmus

Optimale Kontrolle des Herzrhythmus via App + Software

Besonders geeignet für Personen mit erhöhtem gesundheitlichen Risiko durch:

- Bluthochdruck, erhöhtes Cholesterin, Diabetes, familiäre Vorbelastung
- Übergewicht, Bewegungsmangel, starken Tabakkonsum, Stress, Schlafmangel
- bereits aufgetretene Herzinfarkte und/oder Schlaganfälle

Easy-to-use / Ein-Knopf-Bedienung

Klein und handlich

Leicht ablesbares LCD-Display

Aufzeichnungsdauer: 30 Sekunden

Aufzeichnung über: Brust-Arm-Hand oder Hand-Arm-Oberkörper-Arm-Hand

Sofortige Information über Herz-Rhythmus nach Beendigung der Aufzeichnung

Erkennt Arrhythmien und veränderte Wellenformen

36 Speicherplätze

USB-Schnittstelle und USB-Kabel

Systemvoraussetzungen:
iOS ab Version 8.0, Android™ Geräte ab Version 4.4 mit Bluetooth® 4.0

Batteriestandsanzeige

Abschaltautomatik

Datum und Uhrzeit

Medizinprodukt

Inkl. 2 x CR 2032 Batterien

Produktmaße (LxBxH): 94 x 38 x 11 mm

Produktgewicht: ca. 31 g (ohne Batterien)

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 8 x 4

EAN-Nr.: 4211125 45415 9

Art.-Nr.: 454.15

ME 90 Mobile ECG device

Mobile 1-channel ECG device for recording heart rhythm

Optimum control of heart rhythm via app + software

Particularly suited to persons with increased health risk caused by:

- high blood pressure, high cholesterol, diabetes, family predisposition
- excess weight, lack of physical activity, high consumption of tobacco, stress, lack of sleep
- history of heart attacks and/or strokes

Easy-to-use / One-button operation

Small and handy

Easy to read LCD display

Duration of recording: 30 seconds

Recording through: chest-arm-hand or hand-arm-upper body-arm-hand

Immediate information about heart rhythm after completion of recording

Detects arrhythmia and varied waveforms

36 memory spaces

USB interface and USB cable

System requirements:
iOS at least version 8.0, Android™ devices at least Version 4.4 with Bluetooth® 4.0

Battery status indicator

Automatic switch-off

Date and time

Medical product

Incl. 2 x CR 2032 batteries

Product measurements (LxWxH): 94 x 38 x 11 mm

Product weight: approx. 31 g (without batteries)



3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 8 x 4

EAN no.: 4211125 45415 9

Item no.: 454.15


1-Kanal EKG-Gerät zur Aufzeichnung des Herzrhythmus
1-channel ECG device for recording heart rhythm



EKG-Messung




Sofort-Ergebnis





Bei Auffälligkeiten



Frühzeitige Krankheits-
erkennung- und Behandlung



Rücksprache mit
dem Arzt



Kostenloser Zugriff auf Beurer CardioExpert Free access to Beurer CardioExpert

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Übertragung per Bluetooth® low energy technology und USB

Transfer using Bluetooth® low energy technology and USB



Liste der unterstützten Smartphones

List of supported smartphones